



MAT MEDİKAL

www.matmedikal.com.tr



Product Catalog

 İnönü Mah. Kartal Cad. ABS Plaza Ataşehir/İstanbul

 0216 680 80 86 - 0536 267 80 86

 info@matmedikal.com.tr





İÇİNDEKİLER

09 Vacufine Tüpleriyle
Kan Alma Uygulaması

13 VACUFINE
SERUM AYIRICI TÜPLER

14 VACUFINE
SERUM TÜPLERİ

15 VACUFINE
EDTA TÜPLERİ

16 VACUFINE
SİTRATLI TÜPLERİ

17 VACUFINE
SEDİMENTASYON TÜPLERİ

18 VACUFINE
LİTYUM/SODYUM HEPARİN
TÜPLERİ

19 VACUFINE
PLAZMA AYIRICI TÜPLERİ

20 VACUFINE
PLAZMA PREPERASYON
TÜPLERİ

21 VACUFINE
GLUKOZ TÜPLERİ

24 VACUFINE
PLAZMA PREPERASYON ve PRP TÜPLERİ

25 VACUFINE
PLAZMA AYIRICI TÜPLERİ

28 URİFINE
İDRAR TAŞIMAKAPLARI

29 URİFINE
GAİTA BALGAM TAŞIMA KAPLARI

30 URİFINE
VAKUMLU İDRAR TÜPLERİ

31 URİFINE
ENTEĞRE İDRAR TAŞIMA KAPLARI

32 YÜKSEKLİĞİ AYARLANABİLİR
PERDE SİSTEMİ

33 ZEBRA PERDE
STOR PERDE



Her örnek bir hayattır,

Hassasiyetimizle Koruyoruz.

Vacufine

Urifine



İnönü Mahallesi,
Kartal Caddesi
No: 51/3 ABS Plaza
Ataşehir / İstanbul



+90 216 680 80 86



info@matmedikal.com.tr



www.matmedikal.com.tr



Vacufine

Vacufine

VAKUMLU KAN ALMA TÜPLER

Vacufine tüpleri her biri değişik numune 5 hacmine sahip 3 ayrı ölçüde üretilmektedir. Tüpler kullanım amacına göre değişik hacimlere sahiptir. Vacufine tüpleri kırılmaz PET' den imal edilmiştir. Preanalitik kullanım dahil tüm kullanım metotlarında prob çarpmalarını engelleyen kapak 8 dizaynına sahiptir. Şeffaf, medikal etiket ve barkodlu etiket olarak 3 ayrı çeşidi bulunmaktadır.

Serum Ayırıcı Tüpler

Serum Tüpleri

EDTA' lı Tüpler

Sitratlı Tüpler


Sedimentasyon Tüpleri

Lityum/Sodyum Heparin Tüpler

Plazma Preperasyon Tüpleri

PRP Tüpleri

Glikoz Tüpleri







- 1 Dolum Seviyesi
- 2 Tüp Tipi
- 3 Tek Kullanımlık
- 4 Referans No.
- 5 Sterilizasyon Sembolü
- 6 Son Kullanma Tarihi
- 7 Lot Numarası
- 8 Hacim




MAT MEDİKAL

Vacufine®

TÜPLER	RENK KODU	KATKI MADDESİ	KULLANILDIĞI TEST	MATERYAL
SERUM AYIRICI TÜP		PIHTI AKTİVATÖR+JEL	SERUM	PET
SERUM TÜP		PIHTI AKTİVATÖR	SERUM	PET
EDTA TÜPLERİ		K2EDTA, K3EDTA	TAM KAN	PET
SİTRATLI TÜPLER		TRİSODYUM SİTRAT	PLAZMA	PET
SEDİMENTASYON TÜPLERİ		PIHTI AKTİVATÖR + SODYUM SİTRAT	SERUM	PET
LİTYUM/SODYUM HEPARİN TÜPLERİ		LİTYUM/SODYUM HEPARİN	PLAZMA	PET
PLAZMA AYIRICI TÜPLERİ		LİTYUM HEPARİN/JEL	PLAZMA	PET
PLAZMA PREPERASYON TÜPLERİ		K2EDTA/Jel	SEYRELTİLMİŞ PLAZMA	PET
GLUKOZ TÜPLERİ		NaF Na2EDTA	Laktat, glukoz ve HbA1c ölçümlerinin daha hassas bir şekilde gerçekleştirilebilmesi için tercih edilir.	PET



VACUFINE SERUM AYIRICI TÜPLER



Ambalaj **100** Adet



Koli (Karton) **1.000** Adet



Katalog No.	Hacim (ml)	Boyut (mm)	Katkı Maddesi	Materyal	Etiket Türü
107125	2,5	13x75	Pıhtı Aktivatörü + Jel	PET	Kağıt
107135	3,5	13x75	Pıhtı Aktivatörü + Jel	PET	Kağıt
107235	3,5	13x75	Pıhtı Aktivatörü + Jel	PET	Şeffaf
107140	4	13x75	Pıhtı Aktivatörü + Jel	PET	Kağıt
108150	5	13x100	Pıhtı Aktivatörü + Jel	PET	Kağıt
108250	5	13x100	Pıhtı Aktivatörü + Jel	PET	Şeffaf
109185	8,5	16x100	Pıhtı Aktivatörü + Jel	PET	Kağıt
109285	8,5	16x100	Pıhtı Aktivatörü + Jel	PET	Şeffaf



Kapak Rengi

- Tek kullanımlık, vakumlu steril kan alma tüpleri
- Akrilik bazlı jel ve pulverizasyon tekniği ile kaplanarak kurutulmuş pıhtı aktivatörü içerir.
- Özgün kapak dizaynı sayesinde preanalitik kullanım için ideal yapıdadır.
- Kullanımı: Klinik kimya, immünoloji, seroloji, protein elektroforezinde serum araştırmak.
- Pıhtılaşma süresi: 5 ila 30 dakika arası.
- Serum örneği almak için kullanılır.
- Paket/Kutu 100/1000 adet
- Santrifüj: 1300-2000 x g (RCF) (10 dakika/25°C)





MAT MEDİKAL



Vacufine®





VACUFINE SERUM TÜPLERİ

14

Katalog No.	Hacim (ml)	Boyut (mm)	Katkı Maddesi	Materyal	Etiket Türü
407120	2	13x75	Pıhtı Aktivatörü	PET	Kağıt
407220	2	13x75	Pıhtı Aktivatörü	PET	Şeffaf
407140	4	13x75	Pıhtı Aktivatörü	PET	Kağıt
407240	4	13x75	Pıhtı Aktivatörü	PET	Şeffaf
408160	6	13x100	Pıhtı Aktivatörü	PET	Kağıt
408260	6	13x100	Pıhtı Aktivatörü	PET	Şeffaf
409190	9	16x100	Pıhtı Aktivatörü	PET	Kağıt

Kapak Rengi

- Tek kullanımlık, vakumlu steril kan alma tüpleri
- Sprey püskürtme tekniği ile kaplanarak üretilmiştir. Pıhtı aktivatörü olarak silika içermektedir.
- Kullanımı: Klinik kimya, immünoloji, seroloji, protein elektroforezinde serum araştırmak.
- Pıhtılaşma süresi: 10 ila 30 dakika arası.
- Özgün kapak dizaynı sayesinde preanalitik kullanım için ideal yapıdadır.
- Serum örneği almak için kullanılır.
- Paket/Kutu 100/1000 adet
- Santrifüj: $\leq 1300 \times g$ (RCF) (10 dakika/25°C)



Ambalaj **100** Adet




Koli (Karton) **1.000** Adet





VACUFINE EDTA TÜPLERİ



Ambalaj **100** Adet



Koli (Karton) **1.000** Adet



MAT MEDİKAL



Katalog No.	Hacim (ml)	Boyut (mm)	Katkı Maddesi	Materyal	Etiket Türü
227120	2	13x75	K2EDTA	PET	Kağıt
227220	2	13x75	K2EDTA	PET	Şeffaf
227130	3	13x75	K2EDTA	PET	Kağıt
227230	3	13x75	K2EDTA	PET	Şeffaf
227140	4	13x75	K2EDTA	PET	Kağıt
227240	4	13x75	K2EDTA	PET	Şeffaf
228160	6	13x100	K2EDTA	PET	Kağıt
228260	6	13x100	K2EDTA	PET	Şeffaf
229190	9	16x100	K2EDTA	PET	Kağıt
237120	2	13x75	K3EDTA	PET	Kağıt
237220	2	13x75	K3EDTA	PET	Şeffaf
237130	3	13x75	K3EDTA	PET	Kağıt
237140	4	13x75	K3EDTA	PET	Kağıt
237240	4	13x75	K3EDTA	PET	Şeffaf
237110	1	13x75	K3EDTA	PET	Kağıt



Kapak Rengi

- Tek kullanımlık, vakumlu steril kan alma tüpleri
- İçeriğinde bulunan sprey şeklinde püskürtülmüş EDTA kuvvetli bir şelatör olup kalsiyumu geri dönüşümsü bağlamaktadır. Bunun yanında hematolojik analizlerde hücrelerin korunabilmesi ve analiz edilebilmesi için ortam sağlamaktadır.
- Tam kan sayımı ve hematolojinin diğer gruplarında kullanılabilir.
- Uluslararası uygulamalara uygun olarak şunları yapmak mümkündür: EDTA'nın iki seçeneğini kullanın
 - EDTA K3;
 - EDTA K2;
- Özgün kapak dizaynı sayesinde preanalitik kullanım için ideal yapıdadır.
- Tam Kan veya EDTA plazma örneği elde etmek için kullanılır.
- Paket/Kutu 100/1000 adet





MAT MEDİKAL



Vacufine®




VACUFINE SİTRATLI TÜPLERİ

16

Katalog No.	Hacim (ml)	Boyut (mm)	Katkı Maddesi	Materyal	Etiket Türü
327118	1,8	13x75	0,109M, 3,2%	PET/PP veya xxxxx	Kağıt
327218	1,8	13x75	0,109M, 3,2%	PET	Şeffaf
327127	2,7	13x75	0,109M, 3,2%	PET/PP veya Camx	Kağıt
327227	2,7	13x75	0,109M, 3,2%	PET	Şeffaf
387118	1,8	13x75	0,129M, 3,8%	PET/PP veya Cam	Kağıt
387127	2,7	13x75	0,129M, 3,8%	PET/PP	Kağıt
327145	4,5	13x75	0,109M, 3,2%	PET/PP veya Cam	Kağıt
387145	4,5	13x75	0,129M, 3,8%	PET/PP veya Cam	Kağıt
367127	2,7	13x75	0,109M, 3,2% CTAD	PET veya Cam	Kağıt

 Kapak Rengi

- Tek kullanımlık, vakumlu steril kan alma tüpleri
- %3.2 (0.109 mol/L) veya %3.8 tamponlanmış trisodyum sitrat çözeltisi içerir.
- 1 kısım sitrat çözeltisi 9 kısım tam kan numunesi ile karışmaktadır.
- Özgün kapak dizaynı sayesinde preanalitik kullanım için ideal yapıdadır.
- CTAD Tüp: Tamponlanmış sitrat, teofilin, adenozin ve dipiridamol içerir. Piridamol, ışıktan etkilenebildiği için
- ışık görmeyen yerde muhafaza edilmelidir.
- Kullanımı: Hemostatik sistemi araştırmak için.
- Numune: plazma
- Paket/Kutu 100/1000 adet
- Santrifüj: 2000-2500 x g (RCF) (10-15 dakika/25 oC)



Ambalaj **100** Adet





Koli (Karton) **1.000** Adet



Vacufine®



VACUFINE SEDİMENTASYON TÜPLERİ



Ambalaj **100** Adet



Koli (Karton) **1.000** Adet



MAT MEDİKAL



Katalog No.	Hacim (ml)	Boyut (mm)	Katkı Maddesi	Materyal	Etiket Türü
527116	1,6	13x75	Sodyum Sitrat (0,129M)	PET	Kağıt
527124	2,4	13x75	Sodyum Sitrat (0,129M)	PET	Kağıt
587116	1,6	13x75	Sodyum Sitrat (0,109M)	PET	Kağıt
587124	2,4	13x75	Sodyum Sitrat (0,109M)	PET	Kağıt

Kapak Rengi

- Tek kullanımlık, vakumlu steril kan alma tüpleri
- Akrilik bazlı jel ve pulvarizasyon tekniği ile kaplanarak kurutulmuş pıhtı aktivatörü içerir.
- Özgün kapak dizaynı sayesinde preanalitik kullanım için ideal yapıdadır.
- Serum örneği almak için kullanılır.
- Paket/Kutu 100/1000 adet
- Santrifüj: 1300-2000 x g (RCF) (10 dakika/25°C)

17



MAT MEDİKAL




Vacufine®



VACUFINE LİTYUM/SODYUM HEPARİN TÜPLERİ

18

Katalog No.	Hacim (ml)	Boyut (mm)	Katkı Maddesi	Materyal	Etiket Türü
707120	2	13x75	Lityum Heparin	PET	Kağıt
707220	2	13x75	Lityum Heparin	PET	Şeffaf
727140	4	13x75	Lityum/Sodyum Heparin	PET	Kağıt
727240	4	13x75	Lityum/Sodyum Heparin	PET	Şeffaf
707140	4	13x75	Lityum Heparin	PET	Kağıt
707240	4	13x75	Lityum Heparin	PET	Şeffaf
728160	6	13x100	Lityum/Sodyum Heparin	PET	Kağıt
728260	6	13x100	Lityum/Sodyum Heparin	PET	Şeffaf
708160	6	13x100	Lityum Heparin	PET	Kağıt
708260	6	13x100	Lityum Heparin	PET	Şeffaf
709190	9	16x100	Lityum Heparin	PET	Kağıt



Ambalaj **100** Adet



Koli (Karton) **1.000** Adet

www.matmedikal.com.tr




Kapak Rengi

- Tek kullanımlık, vakumlu steril kan alma tüpleri
- Sprey püskürtme tekniği ile tüpe kaplanmış 17 IU/mL heparin, antitrombin üzerinden pıhtılaşmayı önlemektedir.
- Özgün kapak dizaynı sayesinde preanalitik kullanım için ideal yapıdadır.
- Numune: heparin plazması.
- Paket/Kutu 100/1000 adet
- Santrifüj: $\leq 1300 \times g$ (RCF) (10 dakika/25 °C)

Vacufine®



VACUFINE PLAZMA AYIRICI TÜPLERİ



Ambalaj **100** Adet



Koli (Karton) **1.000** Adet



MAT MEDİKAL



Katalog No.	Hacim (ml)	Boyut (mm)	Katkı Maddesi	Materyal	Etiket Türü
757130	3	13x75	Lityum Heparin/Jel	PET	Kağıt
757230	3	13x75	Lityum Heparin/Jel	PET	Şeffaf
758145	4,5	13x100	Lityum Heparin/Jel	PET	Kağıt
758245	4,5	13x100	Lityum Heparin/Jel	PET	Şeffaf
759180	8	16x100	Lityum Heparin/Jel	PET	Kağıt



Kapak Rengi

- Tek kullanımlık, vakumlu steril kan alma tüpleri
- Sprey püskürtme tekniği ile tüpe kaplanmış 17 IU/mL heparin, antitrombin üzerinden pıhtılaşmayı önlemektedir. İnert bir jel içermektedir.
- Özgün kapak dizaynı sayesinde preanalitik kullanım için ideal yapıdadır.
- Plazma örneği ayırmak için kullanılır.
- Paket/Kutu 100/1000 adet
- Santrifüj: 1300-2000 x g (RCF) (10 dakika/25 oC)





MAT MEDİKAL



Vacufine®



VACUFINE PLAZMA PREPERASYON TÜPLERİ

20


Katalog No.	Hacim (ml)	Boyut (mm)	Katkı Maddesi	Materyal	Etiket Türü
608150	5	13x100	K2EDTA/Jel	PET	Kağıt
608250	5	13x100	K2EDTA/Jel	PET	Şeffaf
609185	8,5	16x100	K2EDTA/Jel	PET	Kağıt

- Tek kullanımlık, vakumlu steril kan alma tüpleri
- Sprey püskürtme ile kaplanmış EDTA ve inert bir jel içermektedir.
- Viral yük tayini, moleküler analizler için kullanılabilir.
- Özgün kapak dizaynı sayesinde preanalitik kullanım için ideal yapıdadır.

- Seyreltilmemiş numune gerektiği durumlarda seyreltilmemiş plazma örneği elde etmek için kullanılır.
- Paket/Kutu 100/1000 adet
- Santrifüj: 1100-1500 x g (RCF) (10 dakika/25 oC)



Kapak Rengi



Ambalaj **100** Adet




Koli (Karton) **1.000** Adet



Vacufine®



VACUFINE GLUKOZ TÜPLERİ



Ambalaj **100** Adet



Koli (Karton) **1.000** Adet



MAT MEDİKAL



Katalog No.	Hacim (ml)	Boyut (mm)	Katkı Maddesi	Materyal	Etiket Türü
807120	2	13x75	NaF Na ₂ EDTA	PET	Kağıt
807220	2	13x75	NaF Na ₂ EDTA	PET	Şeffaf
807140	4	13x75	NaF Na ₂ EDTA	PET	Kağıt

Kapak Rengi

- Tek kullanımlık, vakumlu steril kan alma tüpleri
- Florür / EDTA içerir
- Özgün kapak dizaynı sayesinde preanalitik kullanım için ideal yapıdadır.
- Florür, glikoliz inhibisyonuna yol açmaktadır. Laktat, glukoz ve HbA1c ölçümlerinin daha hassas bir şekilde gerçekleştirilebilmesi için tercih edilir.
- Numune: Plazma
- Paket/Kutu 100/1000 adet
- Santrifüj: ≤1300 x g (RCF) (10 dakika/25 oC)



SAĞLIĞINIZ

Bizimle Birlikte

Güvende




KAN ALMA
İĞNELERİ



HOLDER



TIBBİ
ATIK KOVASI





MAT MEDİKAL

Vacufine®



24

Katalog No.	Ürün Adı	Gauge	Boyut (inç)
990206	Kan Alma İğnesi	21G	1 1/4"
990208	Kan Alma İğnesi	22G	1 1/4"
990218	Güvenlikli Kan Alma İğnesi	21G	1 1/4"
990220	Güvenlikli Kan Alma İğnesi	22G	1 1/4"
990228	Kelebek Set	21G	3/4"



VACUFINE
PLAZMA
PREPERASYON
ve PRP
TÜPLERİ

www.matmedikal.com.tr





MAT MEDİKAL

Vacufine®



VACUFINE
**PLAZMA AYIRICI
TÜPLERİ**

Katalog No.	Ürün Adı	Hacim (Litre)	25
990102	Holder		
990205	Turnike		
997015	Katı Atık Kabı	1,5	
997030	Katı Atık Kabı	3,0	
997050	Katı Atık Kabı	5,0	
997075	Katı Atık Kabı	7,5	



SAĞLIĞINIZ
Bizimle Birlikte
Güvende





MAT MEDİKAL

Urifine



28

Katalog No.	Ürün Adı	Hacim (ml)	Ambalaj
992101	İdrar Kabı (Non-steril)	100	800
992102	İdrar Kabı (Aseptik Steril)	100	300
992103	İdrar Kabı (Gama Steril)	100	300
994300	24 Saattik İdrar Kabı (Non steril)	3000	30
909002	Düz Tüp Kapağı 16x100		1000
909001	Kanatlı Tüp kapağı		1000



URİFİNE
İDRAR TAŞIMA
KAPLARI





MAT MEDİKAL

Urifine



VACUFINE
GAİTA BALGAM
TAŞIMA KAPLARI

Katalog No.	Ürün Adı	Hacim (ml)	Ambalaj
991001	Kaşıklı Gaita Kabı (Non-steril)	10	2000
995002	Vida Kapaklı Gaita Kabı (Non-steril)	50	1000
995003	Balgam Taşıma Kabı (Non-steril)	50	1000

29

www.matmedikal.com.tr





MAT MEDİKAL

Urifine



30

Katalog No.	Hacim (ml)	Boyut (mm)	Katkı Maddesi	Materyal	Etiket Türü	Kapak Rengi	Ambalaj
908160	6	13x100	Katkısız	PET	Kağıt	●	100/1000
909190	9	16x100	Katkısız	PET	Kağıt	●	100/1000
Katalog No.	Hacim (ml)	Boyut (mm)	Katkı Maddesi	Materyal	Etiket Türü	Kapak Rengi	Ambalaj
949180	8	13x100	Kloroheksidin	PET	Kağıt	●	100/1000
949110	10	16x100	Kloroheksidin	PET	Kağıt	●	100/1000
Katalog No.	Hacim (ml)	Boyut (mm)	Katkı Maddesi	Materyal	Etiket Türü	Kapak Rengi	Ambalaj
907140	4	13x100	Borik Asit	PET	Kağıt	●	100/1000
938160	6	16x100	Borik Asit	PET	Kağıt	●	100/1000
909110	10	16x100	Borik Asit	PET	Kağıt	●	100/1000
Katalog No.	Hacim (ml)	Boyut (mm)	Santrifüj Tüpü	Materyal	Etiket Türü	Kapak Rengi	Ambalaj
909010	10	16x100	Santrifüj Tüpü	PP	Şeffaf	●	3000



**URİFİNE
VAKUMLU İDRAR
TÜPLERİ**





MAT MEDİKAL

Urifine



**VACUFINE
ENTEĞRE İDRAR
TAŞIMA KAPLARI**

Katalog No.	Ürün Adı	Hacim	Ambalaj
991101	Vakumlu Entegre Sistem İdrar Kabı (Non-steril)	100	400
991102	Vakumlu Entegre Sistem İdrar Kabı (Aseptik Steril)	100	300
995300	24 Saatlik Vakumlu Entegre Sistem İdrar Kabı (Non Steril)	3000	16
991103	İdrar Kabı (Vakumlu Tüpe Uygun) Steri	100	300

31





MAT MEDİKAL

www.matmedikal.com.tr

 İnönü Mah. Kartal Cad. ABS Plaza Ataşehir/İstanbul

 0216 680 80 86 - 0536 267 80 86

 info@matmedikal.com.tr

